


Erweiterung BM65AC-E für Entspannungsstation BM65AC-(2A)

spectron lab



Erweiterung BM65AC-E-LH-V und BM65AC-E-RH-V


Produktmerkmale

- Erweiterungsmodule für die Entspannungsstationen aus der Spectrolab Baureihe BM65-AC und BM65AC-2A
- Für Acetylen
- Design im Labor-Look
- Montagefreundliches Design
- Optional mit Kugelhahn für Einzelabsperrung der Flaschen

Technische Daten

Vordruck P_1	max. 25 bar
Werkstoffe	
Gehäuse:	Messing
Verbindungsrohre:	Edelstahl
Eingänge	
ohne Kugelhahn:	M16x1,5 innen
mit Kugelhahn:	M16x1,5 aussen
Betriebstemperatur	-20 bis +60°C
Leckrate	$\leq 10^{-4}$ mbar l/s He
Gewicht	ca. 2,3 kg pro Seite

Beispiel: BM65AC-2A-2x2



956

Erweiterung BM65AC-E für Entspannungsstation BM65AC-(2A)


spectro lab

Abmessungen und Anschlüsse

Erweiterungen ohne Kugelhahn im Eingang „CB“

BM65AC-E-LH-CB


BM65AC-E-RH-CB



Erweiterungen mit Kugelhahn „V“ im Eingang

BM65AC-E-LH-V
290

BM65AC-E-RH-V
290



Bestellangaben: Erweiterungen BM65AC-E

BM65AC - E - LH - V

Seite

RH rechts
LH links

Einzelabsperrorgane

CB ohne Einzelabsperrorgane
V mit Kugelhahn für jede Flasche